



MEDIBEAUTY

WHEN TECHNOLOGY TRANSCENDS BEAUTY

FICHE TECHNIQUE

LIPO 21



MEDIBEAUTY BY DYNAMIC
RESEARCH INTERNATIONAL SRL
22, VENELLE DU BOIS DE LA PIERRE
1300 LIMAL BELGIQUE
0032 10 41 57 56
WWW.MEDIBEAUTY.BE

Technologie Lipolaser

Lipo 21

La Lipo 21 vous offre un moyen de perdre des centimètres et de remodeler votre silhouette sans douleur, sans trace et sans perte de temps.

La Lipo 21 utilise quatre longueurs d'onde (635/650, 940/808nm) qui peuvent pénétrer dans la couche sous-cutanée et dissoudre la graisse. Les longueurs doubles 940/808nm peuvent pénétrer plus profondément et accélérer le drainage lymphatique, la circulation sanguine et le métabolisme.

Les plaquettes de grande taille (13*6.6cm) sont 1.5 fois plus grande que les produits similaires) L'intérieur de chaque plaquettes est composé de 17 couches d'aluminium et d'un ventilateur pour le refroidissement.


- Cet équipement est certifié CE médical.
- Il y a 10 pads dont 2 petites pour le visage et 8 grandes pour le corps constituées de 30 diodes laser.
- L'imagerie par ultrasons montre une réduction de 30 % de la profondeur de la couche graisseuse après un seul traitement.
- Des exercices légers après le traitement peuvent accélérer l'élimination de la graisse libérée.
- Par rapport à la liposuction chirurgicale et aux autres techniques à ultrasons ou au laser, la Lipo 21 est beaucoup plus abordable pour des résultats similaires.
- La Lipo 21 ne produit aucun effet anormal dans le corps et n'endommage pas les tissus corporels tels que les cellules, les vaisseaux sanguins, les nerfs ou les organes vitaux.
- Les résultats sont visibles immédiatement après le traitement. En général, une perte de 2 à 4 cm de la circonférence de l'abdomen peut être obtenue à chaque traitement.



SPECIFICATION TECHNIQUE

Laser Type	Diode laser
Wavelength	635/650, 940/808 nm
Energy Output	Mitsubishi diode 200 mW
Mode of Operation	Non-continuous (running time: 30 mins)
Lipo Diode	635/650, 940/808 nm
Paddles	Big: 130mm*66mm & small pad: 66 mm*45mm
Energy	Mitsubishi 200 mW per diode
Package Dimensions	98 cm*47cm*50cm
Net Weight	49 kg
Storage Temperature	-20°C ~ +55°C
Relative Humidity	≤80%
Atmospheric pressure	86 kPa ~ 106kPa

Mode d'action



La Lipo 21 émet de faibles niveaux d'énergie laser, qui créent un signal photo chimique dans les cellules adipeuses, décomposant les triglycérides stockés en acides gras libres et en glycérol, qui sont ensuite transportés dans le corps vers les tissus qui les utiliseront au cours du métabolisme pour créer de l'énergie. Ce processus de libération des acides gras est une réponse naturelle de l'organisme lorsqu'il a besoin d'utiliser les réserves d'énergie stockées.

Principaux avantages de la Lipo 21

- Utilisation main libre (5 minutes pose et dépose)
- Forte demande des patients pour les traitements de la cellulite et de la silhouette.
- Augmentez le nombre de patients dans votre cabinet grâce à des séances courtes.
- Résultats visuels dès la première séance de traitement.

"La Lipo 21 est mon produit phare pour le modelage du corps. Il est indispensable pour tout praticien qui propose un modelage corporel chirurgical et non chirurgical." USA - Dr Ana.



MEDIBEAUTY
WHEN TECHNOLOGY TRANSCENDS BEAUTY

La Lipo 21

Un traitement dernier cri

Résultats immédiats

Remodelage de
votre silhouette
en peu de temps.



MEDIBEAUTY BY DYNAMIC
RESEARCH INTERNATIONAL SRL
22, VENELLE DU BOIS DE LA PIERRE
1300 LIMAL BELGIQUE
0032 10 41 57 56
WWW.MEDIBEAUTY.BE